

Technische Daten MicroSwing® 6.0

Hersteller / Inverkehrbringer	Haynl-Elektronik GmbH, Deutschland
Vertreiber	HAIDER BIOSWING GmbH, Deutschland
Erstmaliges Inverkehrbringen	30.08.2012 (MicroSwing 5.0: 1999)
Typenbezeichnung MicroSwing®	6.0
Seriennummer	fortlaufend
Medizinprodukt	Ja
Klassifizierung gemäß MPG	1
Kennzeichnung	CE
Desinfizierbar	Wischdesinfizierbar gemäß VAH-Liste
Sterilisierbar	nein
Kalibrationspflicht	nein
Eichpflicht	nein
Typenbezeichnung Messbox	HWB11
Außenmaße Messbox H x B x T	27 x 65 x 85 mm
Masse Messbox	82 g
Typenbezeichnung Sensor	HCS11
Sensorparameter	Beschleunigung
Aufnahmedimensionen	3 (x-, y- und z-Achse)
Sensorbindung	Kabel
Außenmaße Sensor H x B x T	14 x 21 x 29 mm
Masse Sensor	60 g (inkl. 3,3 m Kabel und Klinenstecker)
Zubehör	Software-CD, Sensorhalterung, Kabelschutz
Medizinischer Einsatzbereich	sensomotorische Befunderhebung