

Technische Daten BIOSWING® Propriomed 1, Propriomed 2, Propriomed 100

Hersteller / Inverkehrbringer	HAIDER BIOSWING GmbH, Deutschland
Erstmaliges Inverkehrbringen	1999
Typenbezeichnung	1, 2 und 100
Seriennummer	fortlaufend
Medizinprodukt	Ja
Klassifizierung gemäß MPG	1
Kennzeichnung	CE
Desinfizierbar	Wischdesinfizierbar gemäß VAH-Liste
Sterilisierbar	nein
Kalibrationspflicht	nein
Eichpflicht	nein
Schwingdrahtlängen	Propriomed 1: 190 cm, Propriomed 2: 165 cm Propriomed 100: 100 cm
Max. zulässige Schwingweiten	Propriomed 1: 60 cm, Propriomed 2: 60 cm Propriomed 100: 40 cm
Schwingfrequenzspektrum	Propriomed 1: stufenlos 3,0 bis 4,0 Hz Propriomed 2: stufenlos 4,0 bis 5,2 Hz Propriomed 100: stufenlos 4,8 bis 6,0 Hz
Gesamtgewicht	Propriomed 1: 975 g, Propriomed 2: 920 g Propriomed 100: 550 g
Zubehör	Vorrichtungen zur hängenden Lagerung
Medizinischer Einsatzbereich	sensomotorische Therapie

BIOSWING Therapiesysteme